



# Website Analysis: nodemedic.com

Generated on March 03 2025 20:21 PM

The score is 48/100



## SEO Content

	<p>Title</p>	<p>Jasa Instalasi Gas Medis Terbaik   Nodemedic</p> <p>Length : 44</p> <p>Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.</p>																		
	<p>Description</p>	<p>Jasa Instalasi Gas Medis dan Generator Oksigen semakin hemat dan efisien dengan teknologi terkini. Layanan bergaransi dengan tim profesional.</p> <p>Length : 141</p> <p>Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.</p>																		
	<p>Keywords</p>	<p>Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use <a href="#">this free online meta tags generator</a> to create keywords.</p>																		
	<p>Og Meta Properties</p>	<p>Good, your page take advantage of Og Properties.</p> <table border="1" data-bbox="542 1310 1481 2049"> <thead> <tr> <th>Property</th> <th>Content</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>locale</td> <td>en_US</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>website</td> </tr> <tr> <td>title</td> <td>Nodemedic gas medis</td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>Jasa Instalasi Gas Medis dan Generator Oksigen semakin hemat dan efisien dengan teknologi terkini. Layanan bergaransi dengan tim profesional.</td> </tr> <tr> <td>url</td> <td>https://nodemedic.com/</td> </tr> <tr> <td>site_name</td> <td>Instalasi Gas Medis &amp; Oksigen Generator</td> </tr> <tr> <td>image</td> <td>https://nodemedic.com/wp-content/uploads/2022/02/nodemedic-regular-min.png</td> </tr> <tr> <td>image:width</td> <td>224</td> </tr> </tbody> </table>	Property	Content	locale	en_US	type	website	title	Nodemedic gas medis	description	Jasa Instalasi Gas Medis dan Generator Oksigen semakin hemat dan efisien dengan teknologi terkini. Layanan bergaransi dengan tim profesional.	url	https://nodemedic.com/	site_name	Instalasi Gas Medis & Oksigen Generator	image	https://nodemedic.com/wp-content/uploads/2022/02/nodemedic-regular-min.png	image:width	224
Property	Content																			
locale	en_US																			
type	website																			
title	Nodemedic gas medis																			
description	Jasa Instalasi Gas Medis dan Generator Oksigen semakin hemat dan efisien dengan teknologi terkini. Layanan bergaransi dengan tim profesional.																			
url	https://nodemedic.com/																			
site_name	Instalasi Gas Medis & Oksigen Generator																			
image	https://nodemedic.com/wp-content/uploads/2022/02/nodemedic-regular-min.png																			
image:width	224																			

# SEO Content

image:height 60

image:type image/png

## Headings

H1	H2	H3	H4	H5	H6
4	12	14	0	7	15

- [H1] Jasa Instalasi Gas Medis
- [H1] Layanan Jasa Instalasi Gas Medis Nodemedic
- [H1] Layanan Jasa Instalasi Nodemedic
- [H1] Layanan Extra Jasa Instalasi Gas Medis Nodemedic
- [H2] Instalasi Apa saja yang bisa Kami kerjakan ?
- [H2] Instalasi Gas Medis
- [H2] Nurse call System
- [H2] Pneumatic Tube System (PTS)
- [H2] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- [H2] Modular Operating Theatre (MOT)
- [H2] Instalasi Apa saja yang bisa Kami kerjakan ?
- [H2] MENGAPA Instalasi Gas medis NODEMEDIC LEBIH BAIK ?
- [H2] CAPAIAN KAMI
- [H2] FAQ's
- [H2] Ikuti Kami
- [H2] Member of
- [H3] Top Service Installation
- [H3] Teknisi Profesional
- [H3] Jaminan ready-stock
- [H3] Bersertifikat
- [H3] Teknologi terkini
- [H3] Alat Pendukung Instalasi Kelas Dunia
- [H3] GRATIS Gambar Teknik
- [H3] GRATIS Perencanaan Anggaran
- [H3] Apa Kata Mereka Tentang Nodemedic?
- [H3] Bagaimana cara memesan Jasa Nodemedic?
- [H3] Apa saja jasa layanan Nodemedic yang disediakan?
- [H3] Apa saja Produk atau jasa instalasi yang disediakan Nodemedic? Apa keunggulan dan perbedaannya?
- [H3] Apakah Nodemedic Bisa Memberikan Surat Dukungan Untuk Keperluan Lelang Atau tender ?
- [H3] bagaimana jika belum memiliki desain teknik atau pun BOQ (Bill of Quantity) ?
- [H5] Terpercaya untuk Rumah Sakit Indonesia
- [H5] Jasa Instalasi Gas Medis
- [H5] Jasa Instalasi Nurse call System
- [H5] Jasa Instalasi Pneumatic Tube System
- [H5] Kegunaan Pneumatic Tube System di fasilitas kesehatan
- [H5] Manfaat dari Pneumatic Tube System
- [H5] Jasa Instalasi Gas Medis Instalasi gas medis adalah rancangan sistem untuk menyediakan dan mengelola pasokan gas medis untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau laboratorium. Oleh karena itu penggunaan Gas medis ini umumnya untuk diagnosis, perawatan pasien, dan dukungan vital pada pasien. Beberapa penggunaan gas medis yang umum termasuk oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan campuran gas lainnya.\u00a0Instalasi gas medis memiliki beberapa komponen penting, seperti: Sumber gas: Gas medis

## SEO Content

biasanya disimpan dalam tangki tekanan tinggi, tangki yang bertekanan minus. tabung sumber lainnya, tergantung jenis gas yang diperlukan oleh pengguna. ada beberapa yang biasanya menjadi sumber dari gas medis. seperti Generator Oksigen (O<sub>2</sub>), Medical Vacuum Pump(Vac), Medical Pressured Air (Medical Air), Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>O) dan lain sebagainya.

**Sentral Gas Medis** : adalah pusat kendali dari semua gas penggunaannya untuk mengatur aliran dan tekanan gas medis menuju perangkat atau lokasi yang sesuai.

**Pemipaan Gas Medis** : untuk mengalirkan gas dibutuhkan jaringan yang di salurkan melalui pipa. jenis yang digunakan juga terbilang khusus yaitu Jenis Cooper Tube ASTM B819, biasanya kami menggunakan pipa yang sudah dipersyaratkan oleh kemenkes RI dikutip dari PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 Selain itu, kami juga memenuhi standar kelayakan Sistem Instalasi Gas Medis ini yang dijelaskan dalam NFPA 99 \u2013 2012 untuk rujukan Internasional. Sistem Peringatan dan Keamanan (Box Valve\Zone Valve\ Alarm System Area\ Medical Alarm System) : adalah Perangkat tambahan yang berfungsi mendeteksi kebocoran gas, kejadian tekanan rendah, atau masalah lainnya untuk memastikan keamanan penggunaan gas medis secara benar.

**Outlet Gas Medis** : yaitu sebagai output dari gas yang disediakan di setiap ruangan yang terinstall gas medis. Penggunaan outlet yang Umum fasilitas kesehatan Indonesia adalah jenis Pin geser atau sambungan cepat (quick Connect). Contoh outlet yang menggunakan Quick Connect: JISS Standar Ohmeda Standar Jenis Ulir (CIG Standar) pengerjaan instalasi gas medis harus oleh petugas yang profesional yang terlatih dan juga tersertifikasi. Yakni memastikan setiap pemasangan sesuai dengan peraturan agar aman dalam penggunaan. Oleh karena itu penggunaan gas medis juga harus bisa tepat dan benar oleh pengguna yang sudah terlatih. Hal ini sangat penting untuk perawatan yang efektif dan keselamatan pasien.

**Jasa Instalasi Nurse call System** \u2013 Paket Jasa instalasi Nurse Call System adalah layanan yang ditawarkan oleh Nodemedic. Yakni untuk merancang, memasang, mengonfigurasi, dan menguji sistem panggilan perawat (Nurse Call System) di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nurse Call System adalah sistem komunikasi yang memungkinkan pasien untuk memanggil atau berkomunikasi perawat atau petugas medis dengan mudah saat mereka membutuhkan bantuan atau perhatian. Beberapa fitur umum dari Nurse Call System meliputi:

- Tombol Panggilan**: Setiap pasien akan memiliki tombol panggilan yang ditempatkan di sekitar tempat tidur atau di area yang mudah di jangkau oleh pasien. Ketika tombol ini ditekan, pemberitahuan akan langsung diterima oleh staf perawat atau petugas medis melalui perangkat atau stasiun penerima.
- Stasiun Penerima**: Stasiun penerima terletak di Nurse station atau di tempat strategis lainnya di fasilitas kesehatan. Yakni akan menampilkan pesan panggilan masuk, memberi tahu staf tentang permintaan bantuan dari pasien.
- Sistem Paging**: Nurse Call System sering kali terintegrasi dengan sistem paging atau pemberitahuan suara lainnya. Sehingga memungkinkan staf perawat mendengar permintaan

## SEO Content

bantuan melalui pengeras suara atau perangkat komunikasi nirkabel yang mereka gunakan. Prioritas Panggilan: Sistem ini juga dapat mendukung prioritas panggilan, yang memungkinkan pasien untuk memilih tingkat kepentingan panggilan mereka berdasarkan warna atau kode tertentu. Misalnya, warna merah mungkin menunjukkan keadaan darurat, sementara warna kuning menunjukkan panggilan non-darurat. Pelaporan dan Rekaman: Beberapa sistem Nurse Call dapat melacak dan merekam panggilan pasien untuk analisis lebih lanjut atau untuk meningkatkan pelayanan. Untuk sistem ini tergolong lebih mahal karena menggunakan perangkat Full Digital.

**Manfaat dari Nurse Call System :** Meningkatkan respons dan pelayanan terhadap kebutuhan pasien. Mengurangi waktu respons dan peningkatan efisiensi staf. Meningkatkan komunikasi antara pasien dan perawat/petugas medis. Menambahkan lapisan keselamatan tambahan dengan memberikan pasien cara mudah untuk memanggil bantuan dalam situasi darurat. Proses Instalasi Nurse Call System harus oleh teknisi terlatih dan profesional yang berpengalaman. Setelah instalasi selesai, petugas medis harus memberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem dengan benar. Sehingga sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi agar melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem secara berkala untuk memastikan kinerjanya tetap optimal.

**Jasa Instalasi Pneumatic Tube System** Adalah layanan dari Nodemedic, yang memungkinkan pengiriman sampel laboratorium, obat-obatan, dan dokumen penting dalam fasilitas kesehatan dengan cepat dan aman menggunakan tabung hampa udara atau pneumatik. Dengan teknologi pneumatik tercanggih, sistem ini mengurangi waktu yang terbuang dan risiko kesalahan oleh manusia, mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas dalam layanan medis. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa komponen utama:

- Stasiun Pengirim:** Stasiun pengirim adalah tempat memasukan barang atau sampel ke dalam tabung pneumatik untuk selanjutnya melakukan pengiriman ke Stasiun Penerima tujuan.
- Jaringan Tabung:** Pemasangan tabung pneumatik melalui sepanjang bangunan gedung atau area tertentu, menghubungkan stasiun pengirim dengan stasiun penerima.
- Stasiun Penerima:** Stasiun penerima adalah tempat penerimaan barang atau sampel oleh penerima yang sesuai dengan tujuan pengiriman.

**Sistem Penggerak V Blower :** Sistem penggerak berfungsi untuk mengirimkan tabung dari stasiun pengirim ke stasiun penerima dengan menggunakan udara yang hisap atau tekan melalui jaringan tabung.

**Kegunaan Pneumatic Tube System di fasilitas kesehatan**

- Pengiriman sampel laboratorium:** Memungkinkan pengiriman cepat dan efisien dari sampel darah, urin, atau tes laboratorium lainnya dari ruang pemeriksaan ke laboratorium di area lain.
- Pengiriman obat-obatan dan peralatan medis:** Membantu mengantarkan obat-obatan, amplop, atau peralatan medis sesuai keperluan ke departemen atau ruang yang tepat dengan cepat.
- Pengiriman dokumen:** Penggunaan sistem tabung pneumatik juga untuk mengirimkan dokumen penting atau catatan medis antara berbagai bagian pada fasilitas kesehatan.

**Manfaat dari Pneumatic Tube System**

- Efisiensi:** Memungkinkan pengiriman cepat dan

## SEO Content

efisien dari barang atau sampel tanpa perlu staf mengantarkannya secara manual.Keamanan: Pemandangan barang dan sampel dengan aman dan terlindungi dalam tabung, mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan.Mengurangi waktu respons: Membantu mengurangi waktu respons dalam pengiriman yang kritis dan mendesak.Penyimpanan dan transportasi yang aman: Pemandangan barang dan sampel dalam tabung tertutup, menghindari kontaminasi dan kerusakan potensial.Instalasi Pneumatic Tube System memerlukan perencanaan dan desain yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan ukuran fasilitas. Penting untuk menggunakan teknisi terlatih dan ahli dalam instalasi dan konfigurasi sistem ini agar berfungsi dengan baik dan aman. Setelah instalasi, wajib bagi pengguna dan teknisi yang akan menggunakan sistem untuk mendapatkan pelatihan agar memastikan penggunaan yang efektif."}}, {"@type": "Question", "name": "Apakah Nodemedic Bisa Memberikan Surat Dukungan Untuk Keperluan Lelang Atau tender ?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tentu, Tim Nodemedic akan membantu kamu untuk mendapatkan surat dukungan untuk mengikuti tender pemerintah maupun swasta. kami akan memberikan persyaratan untuk mendapatkan dokumen ini.\u00a0Hubungi kami"}}, {"@type": "Question", "name": "bagaimana jika belum memiliki desain teknik atau pun BOQ (Bill of Quantity) ?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Layanan extra dari nodemedic adalah memberikan membuat gambar dan BOQ (Bill of Quntity) bahkan dengan Rancangan Anggaran Biaya dengan biaya Cuma cuma. alias GRATIS. \u00a0kamu hanya perlu memberikan kami ukuran dari luas ruangan atau denah yang ada. kami akan mendesain kan ulang sesuai dengan kebutuhan kamu. Segera Kontak kami"}}} Semakin hemat dan efisien dengan teknologi terkini. Layanan bergaransi dengan tim profesional terbaik. Nodemedic telah bekerja sama dengan 150+ Rumah Sakit, Klinik, dan Laboratorium, dan membuat lebih dari 1500+ jaringan setiap tahunnya dengan grafik yang sangat meningkat. Powered by Kalyana Tech Kontak Kami

- [H6] Sumber gas:
- [H6] Sentral Gas Medis :
- [H6] Pemipaan Gas Medis :
- [H6] Sistem Peringatan dan Keamanan (Box Valve/Zone Valve/ Alarm System Area/ Medical Alarm System) :
- [H6] Outlet Gas Medis :
- [H6] Tombol Panggilan:
- [H6] Stasiun Penerima:
- [H6] Sistem Paging:
- [H6] Prioritas Panggilan:
- [H6] Pelaporan dan Rekaman:
- [H6] Manfaat dari Nurse Call System :
- [H6] Stasiun Pengirim:
- [H6] Jaringan Tabung:
- [H6] Stasiun Penerima:
- [H6] Sistem Penggerak / Blower :

## SEO Content

	Images	We found 9 images on this web page. Good, most or all of your images have alt attributes
	Text/HTML Ratio	Ratio : 0% This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
	Flash	Perfect, no Flash content has been detected on this page.
	Iframe	Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.

## SEO Links

	URL Rewrite	Good. Your links looks friendly!
	Underscores in the URLs	Perfect! No underscores detected in your URLs.
	In-page links	We found a total of 23 links including 0 link(s) to files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 8.7% Internal Links 91.3%

## In-page links

Anchor	Type	Juice
<a href="#">Skip to content</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Sertifikat Kompetensi</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Tentang Kami</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Kontak Kami</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Generator Oksigen</a>	Internal	Passing Juice

## In-page links

<a href="#">Medical Vacuum Pump</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Medical Compressed Air</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Scavenger Gas Buang</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Manifold Gas</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Alarm dan Box Valve</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Aksesoris Gas Medis</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Outlet Gas Medis</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Pemipaan Gas Medis</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Nurse Call System</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Pneumatic Tube System</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">I.P.A.L</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">M.O.T</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Blog</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Portofolio</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Instalasi Gas Medis</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Hubungi Kami</a>	External	Passing Juice
<a href="#">sini!</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Kalyana Tech</a>	External	Passing Juice

## SEO Keywords



## Keywords Consistency

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
scroll	1	✘	✘	✘	✘
top	1	✘	✘	✘	✔

## Usability

	Url	Domain : nodemedic.com Length : 13
	Favicon	Great, your website has a favicon.
	Printability	We could not find a Print-Friendly CSS.
	Language	Good. Your declared language is en.
	Dublin Core	This page does not take advantage of Dublin Core.

## Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Your declared charset is UTF-8.
	W3C Validity	Errors : 0 Warnings : 0
	Email Privacy	Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use <a href="#">free antispam protector</a> to hide email from spammers.
	Deprecated HTML	Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
	Speed Tips	<ul style="list-style-type: none"><li> Excellent, your website doesn't use nested tables.</li><li> Too bad, your website is using inline styles.</li><li> Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).</li><li> Too bad, your website has too many JS files (more than 6).</li><li> Too bad, your website does not take advantage of gzip.</li></ul>

## Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Apple Icon</li><li>✓ Meta Viewport Tag</li><li>✓ Flash content</li></ul>
--	---------------------	--

## Optimization

	XML Sitemap	<p>Great, your website has an XML sitemap.</p> <p><a href="https://nodemedic.com/sitemap_index.xml">https://nodemedic.com/sitemap_index.xml</a></p>
	Robots.txt	<p><a href="http://nodemedic.com/robots.txt">http://nodemedic.com/robots.txt</a></p> <p>Great, your website has a robots.txt file.</p>
	Analytics	<p>Missing</p> <p>We didn't detect an analytics tool installed on this website.</p> <p>Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.</p>